

生物气溶胶采样器 BC500



主要特点

- 可以和生物气溶胶报警器联用，自动触发采样器工作。
- 滤芯等可拆卸进行整体洗消，操作简单方便

BC500生物气溶胶采样器用于收集和浓缩生物气溶胶颗粒，如细菌、病毒、真菌、芽孢等

应用领域案例

- 医疗卫生：监测
- 疾控：现场监测及疫情防控；安全监测
- 生物制药：环境质量监控
- 商业场所：空气质量监控
- 交通运输：场站环境和交通工具内部空间生物气溶胶监测
- 边检口岸：检查及监测防控
- 应急管理：突发生物安全事件监测

技术指标

- 空气采样流量：≥ 200L/min
- 噪声：≤ 62dB
- 连续运行时间：> 24h
- 工作温度：-20 °C ~ 46°C
- 储存温度：-40 °C ~ 55°C
- 重量：≤ 5.0kg

联系华泰诺安

销售热线：400-880-3370

市场销售：sales@htnova.com

地址：北京市顺义区竺园路12号39号楼



www.htnova.com